


CARECONNECT MOBI33 DOWNLOADEN VANUIT DE PLAY STORE


Een log in en een wachtwoord werden naar uw email adres doorgestuurd. Deze gegevens zijn nodig om Mobi33/ReID te kunnen gebruiken op uw mobiel toestel. Indien u nog geen mail heeft ontvangen, gelieve uw spambox na te kijken.

Mobi33 is compatibel met alle versies van Android die de veiligheidsupdates uitvoeren via Google. Meer informatie kan u vinden in de MB02.


- Op uw Android smartphone of tablet: druk op het icoontje "Play Store"




- Druk in de balk bovenaan « Zoeken naar apps en games »



- Typ « Mobi33 »




- Druk op « Installeren »



Gelieve te wachten tijdens de download en installatie van Mobi33.

- Wanneer de installatie gedaan is, druk op « Openen »



- Start de applicatie Mobi33
- Op het scherm “Algemene voorwaarden”, druk op “doorgaan”
- Voeg uw login en password in die u via mail heeft ontvangen.
- Gefeliciteerd, u bent gereed om **Mobi33** te gebruiken!